

# RapidWarm™ Oocyte

## US

## EN: Indication for use

Media for warming of vitrified oocytes.

**Product Description**
SUPPLEMENTED WITH HSA
RapidWarm™ Oocyte contains four solutions for the warming of vitrified oocytes. The solutions consist of a MOPS- buffered medium containing gentamicin as an antibacterial agent, and human serum albumin.
Warm 1™ Oocyte contains sucrose
Warm 2™ Oocyte contains sucrose
Warm 3™ Oocyte contains sucrose
Warm 4™ Oocyte contains no sucrose
For use after warming to +37 °C in ambient atmosphere.

**Storage instructions and stability**
Store in dark at +2 to +8 °C.
RapidWarm™ Oocyte is stable until the expiry date shown on the container and the LOT-specific Certificate of Analysis.
Media bottles can be used for up to two weeks after first opening, use aseptic technique and minimize the time outside the refrigerator. Record opening date on the bottle. Discard excess media no later than two weeks after first opening.

**Directions for use**
The following is the general procedure for using RapidWarm™ Oocyte.
Warning should only be performed by staff trained in warming procedures.
Note: Timing with warming procedures is critical, ensure you follow the protocol precisely.

**Warning:**
Place 1 ml of each of the following media into separate wells of a multi-well plate and warm to 37 °C in ambient atmosphere:

- Warm 1™ Oocyte
- Warm 2™ Oocyte
- Warm 3™ Oocyte
- Warm 4™ Oocyte

NOTE: The recommended volumes should not be changed. Volume changes will affect temperature control in the first warming solution as well as osmolality, which may result in suboptimal oocyte survival.

It is very important to keep the temperature of all warming solutions at 37 °C at all times. If more than one Rapid™ is to be warmed in the same dish, make sure that the temperature reaches 37 °C after warming procedure.

All manipulations of the oocytes are carried out at 37 °C (on the heated stage) in ambient atmosphere. Remove the cryovialde containing the vitrified oocytes from the cryostorage container. Follow the warming instructions for the specific cryovialde used. Immediately, transfer the oocytes into Warm 1™ Oocyte. Important to use 1ml of Warm 1™ Oocyte to ensure the temperature of the medium is not perturbed by successive cryovialde submersions.

Allow the oocytes to fall from the device and sink to the bottom. Leave for 1 minute.

Transfer the oocytes into Warm 2™ Oocyte and let osmolality remain in the solution for 3 minutes. Transfer the oocytes into Warm 3™ Oocyte and let the oocytes remain in the solution for 5 minutes. Transfer the oocytes into Warm 4™ Oocyte and let the oocytes remain in the solution for 5 to 10 minutes.

Following warming, oocytes should be held in an incubator in equilibrated G-1™ PLUS at 37 °C at 6% CO2. The oocytes should be washed several times through this medium.

Perform ICSI 1-2 hours after warming. Continue culture according to standard laboratory practice.

**Specifications**
Sterile filtered SAL 10+
Mouse Embryo Assay (1-cell) [% expanded blastocyst within 96 hours] ≥ 80
Bacterial endotoxins (LAL assay) [EU/mL] < 0.5
LOT specific test results are available on the Certificate of Analysis provided with each delivery.

**Precautions**
Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner trained in its use.
The long-term safety of vitrification on children born following this method of oocyte cryopreservation procedure has not been established.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife’s IVF media, have not been determined and are uncertain.
The safety and effectiveness of vitrification has not been fully evaluated in human oocytes.

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use RapidWarm™ Oocyte if it appears cloudy. RapidWarm™ Oocyte contains gentamicin and human serum albumin.

Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBs, HCV, and HTLV I/II RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.
Not for injection.

<b>DESCRIPTION</b>	Sterilized using aseptic processing techniques
<b>TEMPERATURE</b>	Use by - see label
<b>CAUTION:</b>	Consult accompanying documents.
<b>LOT</b>	Catalog number
<b>CE</b>	Batch code
<b>CE</b>	CE Mark (Conformité Européen)

## CHINA

**CN:** 卵母细胞玻璃化复苏液RapidWarm™ Oocyte™产品说明书

**适用范围**
用于复苏玻璃化冷冻的人卵母细胞。
产品类型及规格
型号：见标签
规格：见标签
产品注册及技术参数编号
产品注册证编号：见标签
产品技术要求编号：见标签

**产品描述**
添加了HSA。
卵母细胞玻璃化复苏液包含4种液体来复苏玻璃化冷冻的人卵母细胞。 溶液包含4-吗啉吡啶酮（MOPS）缓冲液和含有庆大霉素和牛血清白蛋白的HSA。
Warm 1™ Oocyte含有蔗糖
Warm 2™ Oocyte含有蔗糖
Warm 3™ Oocyte含有蔗糖
Warm 4™ Oocyte 不含有蔗糖
+37 °C水气环境下复温后使用。
To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.
Not for injection.

**Precautions**
Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner trained in its use.
The long-term safety of vitrification on children born following this method of oocyte cryopreservation procedure has not been established.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife’s IVF media, have not been determined and are uncertain.
The safety and effectiveness of vitrification has not been fully evaluated in human oocytes.

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use RapidWarm™ Oocyte if it appears cloudy. RapidWarm™ Oocyte contains gentamicin and human serum albumin.

Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBs, HCV, and HTLV I/II RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.
Not for injection.

**BG:** Показанија за употреба
Среди за затопљање на витрифицирани ооцити.

**Описаније на продукту**
ДОБАВА - HSA
RapidWarm™ Oocyte сдржи четири раствора за затопљање на витрифицирани ооцити. Разривоте се састојат од буферизованог са MOPS средом, каког сдржи гентамицин како антибактериално средство и човечијег албумина.

Warm 1™ Oocyte сдржи сахарозу
Warm 2™ Oocyte сдржи сахарозу
Warm 3™ Oocyte сдржи сахарозу
Warm 4™ Oocyte не сдржи сахарозу
За употребу след затопљење до+37 °C у стајној атмосфери.

**Инструкциј за схрањивање и стабилност**
Део за схрањивање на тачној при температури от+2 до +8 °C.
RapidWarm™ Oocyte са стабилној до изтицања на срока на годност, обележен врху етикетне на овакав начин са спецификацијом за партизу са Сертификатом за анализу.

Бутиричке тестове могу да буду извршени на до две седмице след потпуно отварање.
Изаползавте асептична техника и сведете до минимумо времето на престој изнад хладњанице.

Замрзнуто једино могуће нешто смил бити проузрокује на меканјак резултат.
Додушадобро безбедност витрификације по деди, него не наредо јика поуздито тело издвојивајки криоконзервати ооцити, небија станаовна а нејоуз чинати.

Ризика репродуктивног токсичности у вјувној токсичу у приправку пог в итро телити (IVF), вћетне IVF приправку специфично Vitrolife, небија станаовна а нејоуз чинати.

Важност а ефективност витрификације у клиничкој употреби наведоу выдвојена у вћном резултату.
Продукт зјикљивајте, додо-ли порушене целитости

**Затопљање:**
Прогретање 1 ml од сваког од спевачити среди у оделени мили на многомољма пласка и затопљење до 37 °C у стајној температури.

- Warm 1™ Oocyte
- Warm 2™ Oocyte
- Warm 3™ Oocyte
- Warm 4™ Oocyte

**ЗАБЕЛЕЖИТЕ:** Препоручибање обемне не треба да се променијат. Промјаната на обемите не пољиваје врху контрола на температури на првјим затопљеним растворима, како и осмотично, како може да доведе до субоптимално оцелвања на ооцитите.

Много важно је температури на всички затопљени раствори да се поодржава на 37°С у цело време. Ако се затопљање не оти од Rapid™-и в сјачија ѕид, уверете се, не температура је достигајна 37 °С след свака затопљива процедура.

Всички манипулација вврху ооцити се извршава при 37 °С (у затопљеној поврхности) при стајној атмосфери.

Изадрете кио-устройството, како сјдржи витрифицирани ооцити от контејнера за криохрањивање. Спазивајте инструкције за затопљање за конкретно кио-устройство, како използавате.

Важно прехрвљете ооцити у Warm 1™ Oocyte. Векно а изаползавте 1ml of Warm 1™ Oocyte, за да се гарантира, не температура на средата не се вљиве от последователно потапање на крио-конзервати.

Оставете ооцитите да се отлејат от устройството и да поћнат на дњомо на престој. Оставете ги да престоят 1 минута.

Прехрвљете ооцитите у Warm 2™ Слевие и ги оставате да престоят в раствору за 3 минути.

Прехрвљете ооцитите в Warm 3™ Слевие и ги оставате да престоят в раствору за 5 минути.

Прехрвљете ооцитите в Warm 4™ Слевие и ги оставате да престоят в раствору от 5 до 10 минути.

След како се затопљај, ооцитите треба да се додвојат в инкубатор в еквилибрација G-1™ PLUS при 37 °C от 6%CO2. Ооцитите треба да се вћитат на некојоу стајној атмосфери.

Освещавате ICSI 1-2 часа след размрзаванјето. Продуљете с култивиранио сљисљо стандардната лабораторна практика.

**Спецификациј**
Стерилно филтрирана SAL 10+
Тествана на миши ембриони (1-клет.) [% експандирани бластоцити до 96 часа] ≥ 80
Бактеријали ендотоксин (Лимулус амободит LAL test) [EU/mL] < 0.5

Конкретните резултати от тестовете за свака партида могу да будат наведено в Сертификата за анализа, предоставен в свакој доставка.

**Предпазни мерки**
Внимание: Законодавството на САЦЈ ограничаво продајбата на тоа изделе да се извршава от или по закана на лекар, или личе, работеще в лабораторија, обучени да използават.

Безопасноста в дјетерминирани план на криохрањивање при деди, редује на този метод за процедура за криохрањивање на ооцитите е неутанована.

Рисковете от репродуктивна токсичност и развитковно на развојното средата за потомство оплодотворени (VF), вклучително IVF среди на Vitrolife, не са определени и не са јачија.

Безопасноста и ефективността на витрификацијата не са напълно оценени при човешки ооцити.

Извършете продукта, ако целостта на бутилката е нарушена. Не използвайте RapidWarm™ Oocyte при видимо наличие на мъхност.

Внимание: Всички кръшни продукти трябва да бъдат третираны като потенциално заразни до момента, когато материалът, от който е получено това продукт, е отстранен при тестове за наличие на антитела срещу HIV (човешки имунодефицитен вирус) (HIV), HBs (човешки антиген на хепатит B), HCV (вирус на хепатит C) и HTLV III (човешка T-клетъчна лимфопровирус) и не е реактивен за HbsAg (хепатит B повърхностен антиген, нарчан още австралийски антиген), HCV RNA (РНК на вируса на хепатит C), HIV-1 RNA (РНК на човешки имунодефицитен вирус) (HIV) т.н. в серум.

Никој известен метод за тестване не може да даде гаранција, че продуктите, получени от човешка крв, няма да пренесат заразни агенти. С цел да се избегне замърсаване, Vitrolife силно препоръчва средата да се отвара и използва само с асептична техника.

Не е предназначен за инжектиране.

**CS:** Indikace k použití
Roztoky pro rozmrazení vitrifikovaných oocytí.

**Popis produktu**
SUPPLEMENTED WITH HSA
RapidWarm™ Oocyte obsahuje čtyři roztoky pro rozmrazení vitrifikovaných oocytí.

Roztoky jsou pufrovaný MOPS. Obsahují gentamicin, který působí jako antibakteriální přípravek, a lidský sérový albumin.

Warm 1™ Oocyte obsahuje jako kryoprotektivum sacharózu
Warm 2™ Oocyte obsahuje jako kryoprotektivum sacharózu
Warm 3™ Oocyte neobsahuje žádnou sacharózu
Warm 4™ Oocyte neobsahuje žádnou sacharózu
Pro použití po ohřevu na +37 °C v okoli atmosféře.

**Popkny pro uchování a stabilita**
Uchovávejte v temnu při teplotě od +2 do +8 °C.
Přípravek RapidWarm™ Oocyte je stabilní do data použitelnosti uvedeného na nádobě a v certifikátu analyzy pro jednotlivé šarže.

Lékový přípravek není použitelný po dobu až dvou týdnů po prvním otevření.
Použijte aseptické postupy a minimalizujte dobu, po kterou je přípravek mimo chlazení. Označte lékovku datem otevření.
Zlikvidujte zbytek přípravku nejpozději dva týdny po prvním otevření.

**Popkny pro použití**
Následuje obecný postup použití přípravku RapidWarm™ Oocyte.
Rozmrazení mohou provádět pouze pracovníci zaškolení v tomto rozpražení.

**Rozmrazení:**
Důležité: Dodržování časových intervalů při rozmrazování je zásadní, proto se ujistěte, že pracujete přesně podle návodu.

Umístěte 1 ml každého z následujících přípravků do samostatných jehliček vickojmóúnoú destičky a ohřejte na teplotu 37 °C v okoli atmosféře.

Warm 1™ Oocyte
Warm 2™ Oocyte
Warm 3™ Oocyte
Warm 4™ Oocyte

**POZNÁMKA:** Doporučené objemy se nesmějí měnit.
Změny objemu budou mít vliv na rychlost topnutí v primární ohřevací roztoku i na osmolalitu, což může mít za následek zhoršené pravděpodobnosti přežití oocytů.

Je velmi důležité všimnout si okolností udržovat teplotu všech ohřevacích roztoků na hodnotě 37 °C. Je-li třeba rozmrázit více než jeden nádobí Rapid™-i v stejné destičce, přesvědčte se, že má teplota pro každého roztoku hodnotu 37 °C.

Věkšaká manipulace s oocytu se provádí při teplotě 37 °C (na vyhřáté ploše).

Výměně nosiči obsahující vitrifikované oocytu ze skládkovaci kryonádoby. Postupujte podle pokynů pro rozmrazování používaných pro konkrétní nosiči.

Oocytu přenesite ihned do přípravku Warm 1™ Oocyte. Je důležité použit 1 ml přípravku Warm 1™ Oocyte pro zašitění, že teplota přípravku nebude ovlivněna opakovaným ponořením nosiče.

Nechte oocytu uvolnit se 2 nosiče a kleusnet ke dnu. Ponechte v tomto stavu po dobu 1 minuty.

Přenesite oocytu do přípravku Warm 2™ Oocyte a ponechte je v tomto roztoku po dobu 3 minut.

Přenesite oocytu do přípravku Warm 3™ Oocyte a ponechte je v tomto roztoku po dobu 5 minut.

Přenesite oocytu do přípravku Warm 4™ Oocyte a ponechte je v tomto roztoku po dobu 5 až 10 minut.

Pro rozmrazení musí být oocytu uchovány v inkubátoru v ekvilibrizovaném G-1™ PLUS při 37 °C a 6%CO2. Oocytu by měly být několikrát propláchnuty tímto médiem.

Provedte ICSI 1-2 hodiny po rozmrazení. Pokračujte v kultivaci podle běžných laboratorních postupů.

**Specifikace**
Filtrováno sterilním způsobem SAL 10+
Test na myšičí embriích (1bůvkový) [% expandovaných blastocytů do 96 hodin] ≥ 80
Bakteriální endotoxiny (LAL test) [EU/mL] < 0.5

Výsledky testů pro jednotlivé šarže najdete v certifikátu analyzy, který je součástí každé dodávky.

**Preventivní opatření**
Upozornění: Podlé federálních zákonů USA smil tento přípravek prodává pouze lékař nebo praktický lékař (lékařský předpis).
Přípravek je určen pouze smil být použit pouze na lékařský předpis.

Důležitá bezpečnostní varování pro dědi, nebo se nařadí jako použití tělo nedvoјivајки kryokonzervaci oocytů, nebiја stanoвna а neјоuз чинати.

Rizika reproductivního токсичности у вјувној токсичу у приправку пог в итро телити (IVF), вћетне IVF приправку специфично Vitrolife, небија станаовна а нејоуз чинати.

Важност а ефективност витрификације у клиничкој употреби наведоу выдвојена у вћном резултату.
Продукт зјикљивајте, додо-ли порушене целитости

**Использование:**
Прогреть 1 мл от каждого из спевачити среди в отделени милли на многомољма пласка и затопљење до 37 °C у стајној температури.

Warm 1™ Oocyte
Warm 2™ Oocyte
Warm 3™ Oocyte
Warm 4™ Oocyte

**ЗАБЕЛЕЖИТЕ:** Препоручибање обемне не треба да се променијат. Промјаната на обемите не пољиваје врху контрола на температури на првјим затопљеним растворима, како и осмотично, како може да доведе до субоптимално оцелвања на ооцитите.

Много важно је температури на всички затопљени раствори да се поодржава на 37°С у цело време. Ако се затопљање не оти од Rapid™-и в сјачија ѕид, уверете се, не температура је достигајна 37 °С след свака затопљива процедура.

Всички манипулација вврху ооцити се извршава при 37 °С (у затопљеној поврхности) при стајној атмосфери.

Изадрете кио-устройството, како сјдржи витрифицирани ооцити от контејнера за криохрањивање. Спазивајте инструкције за затопљање за конкретно кио-устройство, како използавате.

Важно прехрвљете ооцити у Warm 1™ Oocyte. Векно а изаползавте 1ml of Warm 1™ Oocyte, за да се гарантира, не температура на средата не се вљиве от последователно потапање на крио-конзервати.

Оставете ооцитите да се отлејат от устройството и да поћнат на дњомо на престој. Оставете ги да престоят 1 минута.

Прехрвљете ооцитите в Warm 2™ Слевие и ги оставате да престоят в раствору за 3 минути.

Прехрвљете ооцитите в Warm 3™ Слевие и ги оставате да престоят в раствору за 5 минути.

Прехрвљете ооцитите в Warm 4™ Слевие и ги оставате да престоят в раствору от 5 до 10 минути.

След како се затопљај, ооцитите треба да се додвојат в инкубатор в еквилибрација G-1™ PLUS при 37 °C от 6%CO2. Ооцитите треба да се вћитат на некојоу стајној атмосфери.

Освещавате ICSI 1-2 часа след размрзаванјето. Продуљете с култивиранио сљисљо стандардната лабораторна практика.

**Спецификациј**
Стерилно филтрирана SAL 10+
Тествана на миши ембриони (1-клет.) [% експандирани бластоцити до 96 часа] ≥ 80
Бактеријали ендотоксин (Лимулус амободит LAL test) [EU/mL] < 0.5

Конкретните резултати от тестовете за свака партида могу да будат наведено в Сертификата за анализа, предоставен в свакој доставка.

**Предпазни мерки**
Внимание: Законодавството на САЦЈ ограничаво продајбата на тоа изделе да се извршава от или по закана на лекар, или личе, работеще в лабораторија, обучени да използават.

Безопасноста в дјетерминирани план на криохрањивање при деди, редује на този метод за процедура за криохрањивање на ооцитите е неутанована.

Рисковете от репродуктивна токсичност и развитковно на развојното средата за потомство оплодотворени (VF), вклучително IVF среди на Vitrolife, не са определени и не са јачија.

Безопасноста и ефективността на витрификацијата не са напълно оценени при човешки ооцити.

Извършете продукта, ако целостта на бутилката е нарушена. Не използвайте RapidWarm™ Oocyte при видимо наличие на мъхност.

Внимание: Всички кръшни продукти трябва да бъдат третираны като потенциално заразни до момента, когато материалът, от който е получено това продукт, е отстранен при тестове за наличие на антитела срещу HIV (човешки имунодефицитен вирус) (HIV), HBs (човешки антиген на хепатит B), HCV (вирус на хепатит C) и HTLV III (човешка T-клетъчна лимфопровирус) и не е реактивен за HbsAg (хепатит B повърхностен антиген, нарчан още австралийски антиген), HCV RNA (РНК на вируса на хепатит C), HIV-1 RNA (РНК на човешки имунодефицитен вирус) (HIV) т.н. в серум.

Никој известен метод за тестване не може да даде гаранција, че продуктите, получени от човешка крв, няма да пренесат заразни агенти. С цел да се избегне замърсаване, Vitrolife силно препоръчва средата да се отвара и използва само с асептична техника.

Не е предназначен за инжектиране.

**CS:** Indikace k použití
Roztoky pro rozmrazení vitrifikovaných oocytí.

**Popis produktu**
SUPPLEMENTED WITH HSA
RapidWarm™ Oocyte obsahuje čtyři roztoky pro rozmrazení vitrifikovaných oocytí.

Roztoky jsou pufrovaný MOPS. Obsahují gentamicin, který působí jako antibakteriální přípravek, a lidský sérový albumin.

Warm 1™ Oocyte obsahuje jako kryoprotektivum sacharózu
Warm 2™ Oocyte obsahuje jako kryoprotektivum sacharózu
Warm 3™ Oocyte neobsahuje žádnou sacharózu
Warm 4™ Oocyte neobsahuje žádnou sacharózu
Pro použití po ohřevu na +37 °C v okoli atmosféře.

**Popkny pro uchování a stabilita**
Uchovávejte v temnu při teplotě od +2 do +8 °C.
Přípravek RapidWarm™ Oocyte je stabilní do data použitelnosti uvedeného na nádobě a v certifikátu analyzy pro jednotlivé šarže.

Lékový přípravek není použitelný po dobu až dvou týdnů po prvním otevření.
Použijte aseptické postupy a minimalizujte dobu, po kterou je přípravek mimo chlazení. Označte lékovku datem otevření.
Zlikvidujte zbytek přípravku nejpozději dva týdny po prvním otevření.

**Popkny pro použití**
Následuje obecný postup použití přípravku RapidWarm™ Oocyte.
Rozmrazení mohou provádět pouze pracovníci zaškolení v tomto rozpražení.

**Rozmrazení:**
Důležité: Dodržování časových intervalů při rozmrazování je zásadní, proto se ujistěte, že pracujete přesně podle návodu.

Umístěte 1 ml každého z následujících přípravků do samostatných jehliček vickojmóúnoú destičky a ohřejte na teplotu 37 °C v okoli atmosféře.

Warm 1™ Oocyte
Warm 2™ Oocyte
Warm 3™ Oocyte
Warm 4™ Oocyte

**POZNÁMKA:** Doporučené objemy se nesmějí měnit.
Změny objemu budou mít vliv na rychlost topnutí v primární ohřevací roztoku i na osmolalitu, což může mít za následek zhoršené pravděpodobnosti přežití oocytů.

Je velmi důležité všimnout si okolností udržovat teplotu všech ohřevacích roztoků na hodnotě 37 °C. Je-li třeba rozmrázit více než jeden nádobí Rapid™-i v stejné destičce, přesvědčte se, že má teplota pro každého roztoku hodnotu 37 °C.

Věkšaká manipulace s oocytu se provádí při teplotě 37 °C (na vyhřáté ploše).

Výměně nosiči obsahující vitrifikované oocytu ze skládkovaci kryonádoby. Postupujte podle pokynů pro rozmrazování používaných pro konkrétní nosiči.

Oocytu přenesite ihned do přípravku Warm 1™ Oocyte. Je důležité použit 1 ml přípravku Warm 1™ Oocyte pro zašitění, že teplota přípravku nebude ovlivněna opakovaným ponořením nosiče.

Nechte oocytu uvolnit se 2 nosiče a kleusnet ke dnu. Ponechte v tomto stavu po dobu 1 minuty.

Přenesite oocytu do přípravku Warm 2™ Oocyte a ponechte je v tomto roztoku po dobu 3 minut.

Přenesite oocytu do přípravku Warm 3™ Oocyte a ponechte je v tomto roztoku po dobu 5 minut.

Přenesite oocytu do přípravku Warm 4™ Oocyte a ponechte je v tomto roztoku po dobu 5 až 10 minut.

Pro rozmrazení musí být oocytu uchovány v inkubátoru v ekvilibrizovaném G-1™ PLUS při 37 °C a 6%CO2. Oocytu by měly být několikrát propláchnuty tímto médiem.

Provedte ICSI 1-2 hodiny po rozmrazení. Pokračujte v kultivaci podle běžných laboratorních postupů.

**Specifikace**
Filtrováno sterilním způsobem SAL 10+
Test na myšičí embriích (1bůvkový) [% expandovaných blastocytů do 96 hodin] ≥ 80
Bakteriální endotoxiny (LAL test) [EU/mL] &lt

